



**GREEN SPRING** Antigen Schnelltest  
( Nasal ) von Lvshiyuan Biotechnology.



**REUSCHENBACH**<sup>®</sup>  
Handels- und Fertigungs GmbH + Co. KG

seit 1914





Tupfer

X 10



Röhrchen

X 10



Extraktionsreagenz

X 10



Nachweiskit

X 10

## Verpackungsinhalt (verpackt nach 10 Tests):

- 10 Nachweiskits (einzeln verpackt )- 10 sterile Tupfer
- 10 Extraktionsröhrchen inkl. Tropfenverschlüsse

# **GREEN SPRING** Antigen Schnelltest ( Nasal ) von Lvshiyuan Biotechnology

## **Eigenschaften:**

- Hohe Spezifität
- Sehr empfindlich bei hoher Viruslast
- Einfach anzuwenden: Schnelle und zuverlässige Testergebnisse in nur 15 Minuten
- Die Tests können mit nasal ( Vornase ), naso- und oropharyngealen Proben durchgeführt werden
- Kann bei Raumtemperatur aufbewahrt werden
- Alle Testkomponenten, einschließlich sterilem Abstrichtupfer, sind enthalten

**Sensitivität** beschreibt, wie gut ein Test tatsächlich Infizierte auch erkennt und wie viele Infizierte ihm durch die Maschen gehen. Man spricht in der Statistik von den falsch-negativen Ergebnissen. Je näher der Wert an 100 Prozent ist, desto zuverlässiger spürt der Test alle Infizierten auf.

**Spezifität** beschreibt, wie selten ein Test Leute fälschlich als Infizierte einordnet. Hier geht es um die statistisch gesehen falsch-positiven Ergebnis. Auch hier gilt, je näher der Wert an 100 Prozent ist, desto besser.

Quelle: Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte \*Stand: 12.11.2020